

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat jendral kementerian kesehatan. 2023 tentang pengenalan hiperbilirubin terhadap bayi baru lahir. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- [2] Gomella, T. L. 2009. Hyperbilirubinemia Indirect (Unconjugated Hyperbilirubinemia) : Management, Procedures, on-call, Disease and Drug. Seventh edition. Lange Medical Books.
- [3] Maulida, L. F. 2013. Ikterus Neonatorum. PROFESI. Volume 10 / September 2013 -Februari 2014.
- [4] Maisels, M.J., Donagh, F.A. 2008. Phototherapy for Neonatal Jaundice. N Engl J M. 358:920-8.
- [5] American Academy of Pediatrics (AAP), Subcommittee on Hyperbilirubinemia. 2004. Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics. 114 : 297- 316.
- [6] Buthani, VK. MD. and The Committee on Fetus and Newborn. 2011. Phototherapy to Prevent Severe Neonatal Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics. 128 :1046-1052.
- [7] Chumaidy, A. 2017. Analisa Perbandingan Penggunaan Lampu TL, CFL, dan Lampu LED. Sinusoida Vol. XIX No.1.
- [8] JB Medical Supplies. 2018. Bilitron 3006 Product Catalog. Diunduh dari <http://www.jbmedicalsupsupplies.com.au/our-products/bilitron-3>, pada tanggal 18 Januari 2018.
- [9] David, Ningbo. 2018. XHZ-90 Neonate bilirubin Phototherapy Equipment. Ningbo David Medical Device CO.LTD. China.
- [10] Jaya Multi Mandiri. 2018. Katalog Produk Lux Meter. Diunduh dari <https://digital-meter-indonesia.com/lux-meter-alat-pengukur-cahaya>,
- [11] Dewa ayu, Putu Agus. 2018. Kajian Area Penyinaran Dan Nilai Intensitas Pada Peralatan Blue Light Therapy. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, Vol. 17, No. 2, Mei - Agustus 2018.
- [12] dr. Sienny Agustin. 2023. kenali tingkat bilirubin pada bayi baru lahir, Alodokter 17 juli 2023.

- [13] Edi supriadi, Kasfika norman. Rancang Bangun Alat Phototherapy Menggunakan Led BerbasisArduino. Sinusoida Vol. XIX No. 2, Oktober 2017ISSN 1411 - 4593
- [14] Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati”. Yogyakarta : Pustaka buku, 2020.